

**SERIL BUCATO**DISINFETTANTE PROFUMATO PER BIANCHERIA  
DISINFETTA IL BUCATO A MANO E IN LAVATRICE – RISPETTA I COLORI**PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. Min. Sal. n° 12.661**

<b>COMPOSIZIONE:</b>	<b>100 g di prodotto contengono:</b> Benzalconio cloruro..... 1,2 g O-fenilfenolo.....0,2 g Oli essenziali solubilizzati, Isotiazolinone cloruro, Acqua deionizzata q.b. a.....100,0 g
<b>ASPETTO:</b>	Liquido
<b>PROFUMO:</b>	Profumazione composta
<b>BIODEGRADABILITA':</b>	Detergente conforme al regolamento CE n° 648/2004
<b>ATTIVITA':</b>	<b>* AZIONE DISINFETTANTE</b> Il Sale Quaternario d'Ammonio è presente in concentrazione atta a garantire un completo spettro d'azione nei confronti di: - batteri gram + e gram - - funghi - muffe
<b>INDICAZIONI D'USO:</b>	Si usa diluito 50ml in 10 litri d'acqua per disinfettare la biancheria infetta. <b>Per uso esterno:</b> non intacca gomma, cuoio, metalli. <b>A mano:</b> versare 50 ml in 10 lt d'acqua durante l'ammollo <b>In lavatrice:</b> versare 50 ml nel'apposita vaschetta dell'ammollo. E' attivo anche in acqua fredda.
<b>TOLLERABILITA':</b>	Dermatologicamente testato
<b>AVVERTENZE:</b>	Uso esterno. Tenere il flacone ben chiuso e conservarlo in luoghi inaccessibili ai bambini. Non usare unitamente ad altri detersivi, in compatibile con saponi e tensioattivi anionici.
<b>CONTROINDICAZIONI:</b>	Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.
<b>VALIDITA':</b>	3 anni – confezione integra.
<b>CONFEZIONI:</b>	Flacone da 1000 ml in cartoni da 12 pezzi Dimensioni esterne cartone: mm 338x245x287 Bancali da 40 scatole (4 strati da 10 scatole) EAN CODE: 8009110029569 TIFF CODE: 08009110030176

CODICE PRODOTTO A101

Flacone da 1000 ml in cartoni da 12 pezzi (linea farmacia)

Dimensioni esterne cartone: mm 333x248x286

Bancali da 40 scatole (4 strati da 10 scatole)

EAN CODE: 8009110029682

TIFF CODE: 08009110029682

CODICE PRODOTTO A 511

**MODALITA' DI  
CONSERVAZIONE:**Conservare nella confezione integra in luogo asciutto e al  
riparo da fonti di calore**PRODUTTORE****Titolare Registrazione e Officina di produzione****Germo S.p.A. – Via Giotto, 19/21 – Cormanò (Mi) –**

tel 02.66301938 – fax 02.66301939

[www.germo.it](http://www.germo.it)[info@germodis.com](mailto:info@germodis.com)